ช่องทางติดต่อกลับ

ASSIST IMPACT

IMPACT ENTERPRISE CO.,LTD.
135 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สอบถามเพิ่มเติม

Customer Service Center
Tel.: 02-402-8160-7
Email: sales_info@impactenterprise.co.th

Flyer *QuantifyGo* th3a · Prostock-studio · Trukune – stock.adobe.com

ใช้งานง่าย

วิธีใช้งาน

สามารถอ่านผลแถบทดสอบ QUANTOFIX® แบบดิจิทัลได้ง่าย ๆ ผ่านสมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติม



1 Scan QR Code ที่อยู่บนกล่องพับหรือด้านในของเอกสารแผ่นนี้



2 กดปุ่ม “Scan” ในหน้าใช้งาน *QuantifyGo®*




3 นำแถบทดสอบที่จุ่มใน สารละลายแล้ววางลงบน แผ่นสำหรับสแกน



4 ผลการทดสอบจะแสดงขึ้น บนหน้าจอทันที

ลองทดสอบด้วยตัวเอง!

ใช้งานการอ่านผลแถบทดสอบ QUANTOFIX® แบบดิจิทัลผ่าน *QuantifyGo®* ได้ทันที




* หากต้องการตรวจหาไฮโดรเปอร์ออกไซด์ในตัวทำละลายอินทรีย์ ให้รอจนตัวทำละลายระเหยหรือแห้งก่อน จากนั้นหยดน้ำ 1 หยดลงบนบริเวณทดสอบของแถบตรวจ แล้วจึงอ่านผลตามขั้นตอน

แถบทดสอบรูปแบบใหม่ อ่านง่ายกว่าเดิม!

QuantifyGo®

นวัตกรรมใหม่ ตัวช่วยอ่านผล QUANTOFIX® โดยเฉพาะ



ลองใช้งานได้เลย!


อ่านผลได้ชัดเจน เป็นกลาง ใช้งานง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย!

- สแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์
- วางแถบทดสอบลงบนภาพ
- รู้ผลได้ทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ หากต้องการใช้งานฟีเจอร์สำหรับทีม การจัดเก็บข้อมูล และการดาวน์โหลดผล

สแกน QR Code เพื่อเข้าใช้งาน *QuantifyGo®*



QuantifyGo®

App เดียวครบ จัดการข้อมูลได้หลากหลาย

รายงานผลได้ทันที

แสดงค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลข เช่น mg/L ไม่ต้องเทียบสีด้วยตัวเองให้คลาดเคลื่อน

จัดการข้อมูลตามแบบของคุณ

เชื่อมผลการทดสอบเข้ากับประเภทตัวอย่าง เช่น นม

หรือผูกกับจุด/สถานที่เก็บตัวอย่างที่ต้องการได้

ทำงานเป็นทีมได้

แชร์ผลลัพธ์ให้ทีมดูแบบเรียลไทม์ เหมาะมากสำหรับการส่งต่องานระหว่างกะ



จัดทำเอกสารได้ง่าย

ส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ Excel ได้ทันที เหมาะสำหรับเก็บเป็นรายงานหรือใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

สแกนแล้วใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องดาวน์โหลด ไม่ต้องขออนุมัติจากฝ่าย IT แค่สแกน QR Code แล้วใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้ทันที.

อัปเกรดเป็นดิจิทัลฟรี

ผู้ใช้ QUANTOFIX® สามารถใช้ฟีเจอร์ได้ฟรีตั้งแต่การสแกนผลไปจนถึงการส่งออกข้อมูล

QuantifyGo® – ใช้งานสะดวก พกพาไปได้ทุกที่

- ใช้งานหน้างานผ่านมือถือได้ทันที ในจุดที่ต้องการ
- ระบบจัดการข้อมูลแบบดิจิทัล ช่วยให้การบันทึก และจัดการผลทดสอบทำได้ง่ายขึ้น
- อ่านผลเป็นตัวเลขดิจิทัล ลดความผิดพลาด จากการเทียบสีด้วยตา
- ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



ปรับตัวเข้าสู่การวิเคราะห์แบบดิจิทัล

Free!

- บันทึกและดาวน์โหลดผลการทดสอบได้
- เพิ่มข้อมูลสารตัวอย่างที่ทดสอบได้
- แชร์ผลทดสอบให้ทีมได้

อ่านผลแถบทดสอบแบบดิจิทัล



QUANTOFIX® Peroxide 25
ช่วงวัด 0 – 25 mg/L
REF 91319

QUANTOFIX® Peroxide 100
ช่วงวัด 0 – 100 mg/L
REF 91312

QUANTOFIX® Peracetic acid 500
ช่วงวัด 50 – 500 mg/L
REF 91341

จะมีรุ่นอื่นๆตามมาในเร็วๆนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม วิดีโอสอนใช้งาน และดาวน์โหลดแผ่นสำหรับสแกนได้ฟรี

เรียนรู้ประโยชน์ของ *QuantifyGo®* และวิธีใช้งานให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ